


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Penk Pour Wb, If-P, Elisa - P01210

Numéro d'article: CM0022631



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la proenképhaline-A humaine (PENK) pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Validé pour la recherche sur la perception de la douleur, la signalisation opioïde et la fonction des neuropeptides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PENK Lapin pAb
Remarques/Alias	PE; PENK-A; Proenképhaline-A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5179
ID de gène	5179
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 150-267 de la PENK humaine (NP_001129162.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P01210
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace