

Anticorps Polyclonal Anti-Per2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - O15055

Numéro d'article: CM0016411



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine PER2 humaine (homologue 2 de la protéine circadienne Period), validé pour WB, IHC-P, ELISA et ChIP. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur les rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PER2 pAb de lapin
Remarques / Alias	FASPS; FASPS1; PER2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	8864
ID du gène	8864
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 390-565 de la protéine PER2 humaine (NP_073728.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15055
Poids de la protéine	137kDa
Expédition	Sac de glace