


Anticorps Monoclonal Anti-Peroxiredoxine 2 (Prdx2) Pour Wb Et Elisa - P32119

Numéro d'article: CM0007917



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la Peroxiredoxine 2 (PRDX2) humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et la redox.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Peroxiredoxine 2 (PRDX2)
Remarques/Alias	PRP ; TSA ; PRX2 ; PTX1 ; TPX1 ; NKEFB ; PRXII ; TDPX1 ; NKEF-B ; HEL-S-2a ; Peroxiredoxine 2 (PRDX2)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7001
GeneID	7001
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32119
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace