

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pex11B Pour Wb, Elisa - 096011

Numéro d'article: CM0002361

Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-PEX11B conçu pour le Western blot et l'ELISA. Validé sur humain. Cible le facteur de biogenèse des peroxysomes 11B, avec un poids moléculaire prédit de 28kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PEX11B Lapin mAb
Remarques/Alias	PEX14B; PEX11beta; PEX11-BETA; PEX11B
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8799
ID de Gène	8799
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 du PEX11B humain (096011)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O96011
Poids de la Protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace