

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pex14 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75381

Numéro d'article: CM0029702



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine PEX14 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Essentiel pour les études sur l'import de protéines peroxysomales et les troubles de la biogenèse des peroxysomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PEX14 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NAPP2; PBD13A; Pex14p; dj734G22.2; PEX14
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5195
Identifiant de gène	5195
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 118-377 de la PEX14 humaine (NP_004556.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O75381
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace