


Anticorps Monoclonal Anti-Pgc1A Pour Wb & Elisa - Q9UbK2

Numéro d'article: CM0003656



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le PGC1α humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation métabolique, de la biogenèse mitochondriale et des rythmes circadiens. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PGC1α Lapin mAb
Remarques/Alias	LEM6; PGC1; PGC1A; PGC-1v; PPARGC1; PGC-1alpha; PGC-1(alpha); PGC1α
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10891
GeneID	10891
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-480 du PGC1α humain (NP_037393.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9UBK2
Poids Protéique	91kDa
Expédition	Sac de glace