

Anticorps Monoclonal Pgm1 De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - P36871

Numéro d'article: CM0003322



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la PGM1 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la PGM1 humaine, de souris et de rat ; poids moléculaire observé d'environ 61 kDa. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du glucose et les maladies de stockage du glycogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PGM1 de lapin
Remarques/Alias	CDG1T ; GSD14 ; PGM1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5236
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 465-562 de la PGM1 humaine (NP_002624.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36871
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace