

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pgm2 Pour Wb, Elisa - Q96G03

Numéro d'article: CM0015217

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-PGM2 est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre la PGM2 humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Il détecte la PGM2 humaine et murine, une phosphopentomutase essentielle pour le métabolisme des nucléotides. Expédié sur glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PGM2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MSTP006; PGM2
Espèce	Humaine
Identifiant de gène (Humain)	55276
Identifiant de gène	55276
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de la PGM2 humaine (NP_060760.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96G03
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sachet de glace