

Anticorps Polyclonal Anti-Phc2 Pour Wb Et Elisa - Q8Ixx0

Numéro d'article: CM0016525

Introduction

Le pAc de lapin anti-PHC2 est un anticorps polyclonal validé pour le Western blot et l'ELISA, ciblant la protéine polyhomeotic-like 2 humaine, un composant du PRC1 impliqué dans l'extinction génique. Idéal pour la recherche en biologie de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	PHC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PH2; EDR2; HPH2; PHC2
Espèce	Humain
ID de gène	1912
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-323 du PHC2 humain (NP_004418.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8IXK0
Poids de la protéine	91kDa
Expédition	Sac de glace