


Anticorps Polyclonal Anti-Phip Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wwq0

Numéro d'article: CM0024788



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine PHIP humaine (protéine interagissant avec le domaine PH), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec la souris. Idéal pour les études sur la signalisation de l'insuline et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PHIP Rabbit pAb
Remarques/Alias	ndrp; BRWD2; DIDOD; WDR11; DCAF14; CHUANS; PHIP
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	55023
GeneID	55023
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1542-1821 de la protéine PHIP humaine (NP_060404.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8WWQ0
Poids de la protéine	207 kDa
Expédition	Sac isotherme