

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Akt1 (Ser473) Pour Wb, Elisa - P31749

Numéro d'article: CM0001196



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-AKT1 (Ser473) validé pour WB et ELISA. Détecte l'AKT1 humain, murin et de rat phosphorylé sur Ser473. Convient pour l'étude de la signalisation AKT dans le cancer, le métabolisme et la survie cellulaire. Provenant de lapins immunisés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Phospho-AKT1-S473
Remarques/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	207
GeneID	207
Immunogène	Peptide synthétique; Un peptide phosphorylé synthétique autour de S473 de l'Akt1 humain (NP_005154.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749
Poids Moléculaire de la Protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace