

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Akt1 (Thr450) Pour Wb, Elisa - P31749

Numéro d'article: CM0000577



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique reconnaissant l'AKT1 phosphorylée sur Thr450, validé pour le WB et l'ELISA chez l'homme et la souris. Outil essentiel pour l'étude de la signalisation AKT dans le cancer, le métabolisme et la survie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-AKT1-T450
Remarques/Alias	AKT ; PKB ; RAC ; PRKBA ; PKB-ALPHA ; RAC-ALPHA ; Phospho-AKT1-T450
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	207
GeneID	207
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de T450 de l'Akt1 humain (NP_005154.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P31749
Poids protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace