

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Bad-S112 Pour Wb Et Elisa - Q92934

Numéro d'article: CM0000978



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Phospho-Bad-S112 validé pour WB et ELISA, détectant Bad humain et souris phosphorylé sur la sérine 112. 18 kDa. Idéal pour la recherche sur l'apoptose. Proposé par CamelBio, fournisseur tout-en-un de matières premières pour le diagnostic in vitro (IVD).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin Phospho-Bad-S112
Remarques / Alias	BBC2; BCL2L8; Phospho-Bad-S112
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	572
ID du gène	572
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour de S112 de BAD humain (Q92934)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92934
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace