


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Cavéoline-1-Y14 Pour Wb Et Elisa - Q03135

Numéro d'article: CM0001984



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la cavéoline-1 phosphorylée sur la tyrosine 14. Validé pour le Western Blot et l'ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation des cavéoles et l'activation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Cavéoline-1-Y14 Lapin pAb
Remarques/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Phospho-Cavéoline-1-Y14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	857
GeneID	857
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y14 de la cavéoline-1 humaine (NP_001744.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q03135
Poids de la protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace