

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Cdk9 (T186) Pour Wb, Elisa - P50750

Numéro d'article: CM0000615



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-CDK9 (T186) validé pour WB et ELISA. Réagit avec la CDK9 humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription et la signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-CDK9-T186
Remarques/Alias	TAK ; C-2k ; CTK1 ; CDC2L4 ; PITALRE ; Phospho-CDK9-T186
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	1025
GeneID	1025
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la T186 de la CDK9 humaine (NP_001252.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50750
Poids protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace