


Anti-Phospho-Egfr-Y1172 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0001853



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant Y1172 de l'EGFR humain (134 kDa). Validé pour WB et ELISA. Idéal pour étudier la signalisation de l'EGFR dans le cancer et les réponses cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-EGFR-Y1172 Lapin pAb
Remarques/Alias	ERBB ; ERRP ; HER1 ; mENA ; ERBB1 ; PIG61 ; NISBD2 ; Phospho-EGFR-Y1172
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1956
ID du gène	1956
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant Y1172 de l'EGFR humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids protéique	134 kDa
Expédition	Sac de glace