


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-ErbB3/Her3-Y1328 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Numéro d'article: CM0001355



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant ErbB3/HER3 phosphorylé sur Y1328, validé pour WB, IF/ICC et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en cancérologie et biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-ErbB3/HER3-Y1328 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Phospho-ErbB3/HER3-Y1328
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2065
ID du gène	2065
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de Y1328 de l'ERBB3 humain (NP_001973.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21860
Poids de la protéine	148 kDa
Expédition	Sac de glace