


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-ErbB4/Her4-Y1284 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15303

Numéro d'article: CM0001819



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre ErbB4/HER4 phosphorylé sur la tyrosine 1284. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA sur échantillons humains ; idéal pour étudier les voies de signalisation médiées par ErbB4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-ErbB4/HER4-Y1284
Remarques/Alias	HER4 ; ALS19 ; p180erbB4
Espèce	Humain
Identifiant du gène	2066
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de Y1284 de l'ErbB4/HER4 humain (NP_005226.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15303
Poids moléculaire de la protéine	147 kDa
Expédition	Sac de glace