


Anticorps Monoclonal Anti-Phospho-Gsk3B-S9 Pour Wb, Elisa - P49841

Numéro d'article: CM0001502



Introduction

Anticorps monoclonal de souris de haute qualité Phospho-GSK3 β -S9 validé pour WB et ELISA. Détecte la GSK3 β humaine, murine et de rat phosphorylée sur Ser9. Idéal pour étudier la signalisation Wnt, le métabolisme du glucose et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de souris Phospho-GSK3 β -S9
Remarques/Alias	GSK3B ; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -S9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2932
Identifiant du gène	2932
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant la S9 de la GSK3 β humaine
Source	Souris
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49841
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace