


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-NdrG1-S330 Pour Wb, Elisa - Q92597

Numéro d'article: CM0001476



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Phospho-NDRG1 (S330), validé pour Western blot (WB) et ELISA, réactif chez l'homme et la souris. Utile pour la recherche sur la réponse au stress, la suppression tumorale et la myélinisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NDRG1-S330 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GC4; RTP; DRG1; NDR1; NMSL; TDD5; CAP43; CMT4D; DRG-1; HMSNL; RIT42; TARG1; PROXY1; Phospho-NDRG1-S330
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10397
GeneID	10397
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour de S330 de NDRG1 humain (NP_001128714.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92597
Poids protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace