


Ac Monoclonal Anti-Phospho-Nfkb1-S337 De Lapin Pour Wb, Elisa - P19838

Numéro d'article: CM0000738



Introduction

L'Ac monoclonal Phospho-NFKB1-S337 de lapin détecte les niveaux endogènes de NFKB1 uniquement lorsqu'il est phosphorylé au niveau de la sérine 337. Validé pour Western blot et ELISA sur échantillons humains, il est idéal pour la recherche sur l'inflammation et l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Ac monoclonal Phospho-NFKB1-S337 de lapin
Remarques / alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4790
Identifiant de gène	4790
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour du S337 de NFKB1 humain (NP_001158884.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P19838
Poids de la protéine	85kDa/105kDa
Expédition	Sac de glace