


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Nrf2-S40 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16236

Numéro d'article: CM0000880



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin Phospho-NRF2-S40 détecte le NRF2 phosphorylé (Ser40) chez l'homme, la souris, le rat. Convient pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et la cytoprotection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-NRF2-S40
Remarques/Alias	NRF2 ; HEBP1 ; Nrf-2 ; IMDDHH ; Phospho-NRF2-S40
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4780 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S40 du NRF2 humain (Q16236)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16236
Poids moléculaire de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace