

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-P38 Mapk (Y182) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16539

Numéro d'article: CM0002001



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la p38 MAPK phosphorylée sur Y182 ; validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; détecte la MAPK14 humaine, murine et de rat (Q16539), clé dans la signalisation du stress, de l'inflammation et de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-p38 MAPK-Y182
Remarques/Alias	RK ; p38 ; CSBP ; EXIP ; Mxi2 ; CSBP1 ; CSBP2 ; CSPB1 ; PRKM14 ; PRKM15 ; SAPK2A ; p38ALPHA ; Phospho-p38 MAPK-Y182
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1432
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de Y182 de la MAPK humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16539
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace