

Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-P53-S315 Pour Wb, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0001375



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant spécifiquement la p53 phosphorylée au niveau de Ser315. Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains et de rat. Convient pour la recherche sur l'apoptose, le cycle cellulaire et les suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-p53-S315 Lapin pAb
Remarques/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-S315
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7157
GenelD	7157
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la position S315 de la p53 humaine (NP_000537.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P04637
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace