


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Paxilline (Y118) Pour Wb, Elisa - P49023

Numéro d'article: CM0001817



Introduction

Anticorps monoclonal lapin spécifique de la phospho-paxilline (Tyr118). Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur les adhésions focales et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du Produit	Phospho-Paxilline-Y118 mAb Lapin
Remarques/Alias	PXN; paxilline; Phospho-Paxilline-Y118
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5829
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y118 de la paxilline humaine (P49023)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49023
Poids Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace