

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdgfr Alpha Phospho-Y754 Pour Wb, Elisa - P16234

Numéro d'article: CM0001694



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant le PDGFR alpha au niveau de Tyr754. Validé pour Western blot et ELISA. Détecte les niveaux endogènes de PDGFR alpha uniquement lorsqu'il est phosphorylé au niveau de Tyr754. Réactif pour l'espèce humaine. Utile pour l'étude de la signalisation PDGF et l'oncologie. Poids moléculaire prédit : 123 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PDGFR alpha-Y754 pAb de lapin
Remarques / Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Phospho-PDGFR alpha-Y754
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5156
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de Y754 du PDGFRA humain (NP_006197.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16234
Poids de la protéine	123kDa
Expédition	Sachet réfrigérant