

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Pdha1-S293 Pour Wb Et Elisa - P08559

Numéro d'article: CM0000892



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute spécificité ciblant la PDHA1 phosphorylée (sérine 293). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Phospho-PDHA1-S293
Remarques/Alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; Phospho-PDHA1-S293
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	5160
ID du Gène	5160
Immunogène	Peptide Synthétique / Un peptide phosphorylé synthétique autour de S293 de la PDHA1 humaine (NP_000275.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08559
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace