


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Pkc Delta (T505) Pour Wb, Elisa - Q05655

Numéro d'article: CM0001442



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Phospho-PKC delta-T505 humain, validé pour WB et ELISA. Cible le site de phosphorylation T505 de PKC delta (PRKCD, nPKC-delta), une kinase clé dans l'apoptose, le cycle cellulaire et la signalisation du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PKC delta-T505 Lapin pAb
Remarques/Alias	MAY1; PKCD; ALP53; CVID9; nPKC-delta; Phospho-PKC delta-T505
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5580
GeneID	5580
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du T505 de PKC delta humaine (NP_006245.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q05655
Poids de la protéine	78kDa
Expédition	Sac de glace