


Anticorps Monoclonal Anti-Phospho-Plc Gamma 2 (Plcg2)-Y759 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P16885

Numéro d'article: CM0001409



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin spécifique du phospho-site dirigé contre le PLC gamma 2 (PLCG2) humain phosphorylé sur Y759. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; adapté pour l'étude de la transduction du signal médiée par PLCG2 dans les radeaux membranaires et la fonction des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759 Lapin mAb
Remarques/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759
Espèce	Humain
GeneID	5336
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de Y759 du PLC gamma 2 (PLCG2) humain (NP_002652.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P16885
Poids Protéique	148kDa
Expédition	Sac de glace