


Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Polr2A Ctd-S2 Pour Wb, Ip, Elisa - P24928

Numéro d'article: CM0000948



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant le POLR2A humain phosphorylé sur la Ser2 de la répétition CTD (YSPTSPS). Validé pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Idéal pour les études sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-POLR2A CTD-S2 Lapin pAb
Remarques/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5430
ID de Gène	5430
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide spécifique phosphorylé correspondant aux résidus entourant la S2 de la répétition CTD YSPTSPS du POLR2A humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P24928
Poids Protéique	217kDa
Expédition	Sac de glace