


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-S6 Ribosomal Protein (Rps6)-S235/236 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62753

Numéro d'article: CM0001378



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique reconnaissant la protéine ribosomale S6 humaine (RPS6) phosphorylée au niveau des résidus S235/236. Validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la croissance cellulaire et de la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235/236 Rabbit mAb
Remarques / Alias	S6, eS6, Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235/236
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6194
GeneID	6194
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour des résidus S235 et S236 de la protéine ribosomale S6 humaine (RPS6) (NP_001001.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P62753
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace