

Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Shp1-Y564 (Ptpn6) Pour Wb, Elisa - P29350

Numéro d'article: CM0001618



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la SHP-1 phosphorylée sur la tyrosine 564, validé pour le western blot et l'ELISA chez l'homme et la souris ; adapté à la recherche sur la signalisation immunitaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-SHP1-Y564 pAb de Lapin
Remarques/Alias	HCP ; HCPH ; SHP1 ; SHP-1 ; HPTP1C ; PTP-1C ; SHP-1L ; SH-PTP1 ; Phospho-SHP1-Y564
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5777
GeneID	5777
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y564 de la PTPN6 humaine (NP_002822.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P29350
Poids protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace