


Ac Anti-Phospho-Smad1-S463/S465+Smad5-S463/S465+Smad9-S465/S467 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15797/Q99717/O15198

Numéro d'article: CM0001228



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique du phospho-sites reconnaissant SMAD1 (Ser463/465), SMAD5 (Ser463/465) et SMAD9 (Ser465/467). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la voie de signalisation BMP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac Anti-Phospho-SMAD1-S463/S465+SMAD5-S463/S465+SMAD9-S465/S467 de Lapin
Remarques/Alias	BSP1; MADH1; MADR1; JV4-1; DWFC; JV5-1; MADH5; MADH6; MADH9; SMAD8; Phospho-SMAD1-S463/S465+SMAD5-S463/S465+SMAD9-S465/S467
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4086/4090/4093
GeneID	4086/4090/4093
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15797/Q99717/O15198
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace