

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Stat3-S727 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P40763

Numéro d'article: CM0001553



Introduction

Anticorps monoclonal lapin spécifique pour STAT3 phosphorylé sur Ser727. Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité humaine, souris, rat. Idéal pour l'étude de la signalisation STAT3 dans l'inflammation, le cycle cellulaire et la différenciation des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du Produit	Phospho-STAT3-S727 Lapin mAb
Remarques/Alias	APRF; Phospho-STAT3-S727
Espèce	Humain
ID Gene	6774
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S727 du STAT3 humain (P40763)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40763
Poids Protéique	88 kDa
Expédition	Sac de glace