

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Stathmine 1 (Ser16) Pour Wb Et Elisa - P16949

Numéro d'article: CM0000620

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-Stathmine 1 (Ser16) validé pour le western blot (WB) et l'ELISA. Détecte la Stathmine 1 humaine et murine, une phosphoprotéine déstabilisatrice des microtubules cruciale pour la neurogenèse et fréquemment surexprimée dans la leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Stathmine 1-S16 pAb de Lapin
Remarques/Alias	Lag ; SMN ; OP18 ; PP17 ; PP19 ; PR22 ; LAP18 ; C1orf215 ; Phospho-Stathmine 1-S16
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3925
GeneID	3925
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S16 de la Stathmine 1 humaine (NP_001138926.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P16949
Poids Protéique	17 kDa
Expédition	Sac de glace