

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Tau-T217 (Pab) Pour Wb, Elisa - P10636-5

Numéro d'article: CM0001504

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-Tau-T217 (pAb) pour WB, ELISA. Détecte la Tau phosphorylée au niveau du T217 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les tauopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Tau-T217 pAb de lapin
Remarques/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T217
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4137
GeneID	4137
Immunogène	Peptide synthétique ; peptide phosphorylé synthétique autour du T217 de la Tau humaine (NP_001190181.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10636-5
Poids de la protéine	32-45kDa/78-80kDa
Expédition	Sac de glace