

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Yap1 Phosphorylé S127 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46937

Numéro d'article: CM0000970



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre YAP1 (Ser127), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible YAP1, coactivateur transcriptionnel de la voie Hippo, régulateur clé de la taille des organes et de la suppression tumorale. Adapté à la recherche sur le cancer et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-YAP1-S127 Rabbit pAb
Remarques / Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Phospho-YAP1-S127
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10413
GenelD	10413
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région S127 de YAP1 humain (NP_001123617.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46937
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace