


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phox2B Pour Wb Et Elisa - Q99453

Numéro d'article: CM0027982



### Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-PHOX2B validé pour WB et ELISA. Cible PHOX2B humain, souris, rat, un facteur de transcription essentiel au développement des neurones autonomes. Idéal pour la recherche en neurobiologie, neuroblastome et maladies du développement.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | pAb de Lapin PHOX2B                                                                                                        |
| Remarques/Alias             | CCHS, PMX2B, NBLST2, NBPhox, PHOX2B                                                                                        |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                     |
| ID du Gène (Humain)         | 8929                                                                                                                       |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-90 de PHOX2B humain (NP_003915.2) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                      |
| Application                 | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité Croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                        |
| SWISS                       | Q99453                                                                                                                     |
| Poids Moléculaire Protéique | 32kDa                                                                                                                      |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                               |