

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-PI3 Kinase P85 Alpha Pour Wb Et Elisa - P27986

Numéro d'article: CM0005199



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la PI3 Kinase p85 alpha, validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec les échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier la signalisation PI3K/AKT, la réponse à l'insuline et les voies des récepteurs à tyrosine kinase.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | AcM de lapin anti-PI3 Kinase p85 alpha           |
| Remarques/Alias                  | p85 ; AGM7 ; GRB1 ; IMD36 ; p85alpha ; p85-ALPHA |
| Espèce                           | Humain                                           |
| Identifiant du gène (Humain)     | 5295                                             |
| Identifiant du gène              | 5295                                             |
| Source                           | Lapin                                            |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                            |
| Application                      | WB, ELISA                                        |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                              |
| SWISS                            | P27986                                           |
| Poids moléculaire de la protéine | 84 kDa                                           |
| Expédition                       | Sac de glace                                     |