

Anticorps Polyclonal Anti-Pik3Ca Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42336

Numéro d'article: CM0013294



Introduction

Le PIK3CA Rabbit pAb est un anticorps polyclonal ciblant PIK3CA (sous-unité catalytique PI3K alpha) humain, souris et rat. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Convient à la recherche sur le cancer et la voie de signalisation PI3K/AKT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIK3CA Rabbit pAb
Remarques / Alias	MCM; CCM4; CWS5; MCAP; PI3K; CLAPO; CLOVE; MCMTC; PI3K-alpha; p110-alpha; PIK3CA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5290
Identifiant du gène	5290
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 401-600 de PIK3CA humain (NP_006209.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42336
Poids de la protéine	124 kDa
Expédition	Sac de glace