

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pik3R3/P55Pik Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92569

Numéro d'article: CM0018875

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PIK3R3/p55PIK humain. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le PIK3R3 humain et murin. Idéal pour étudier la signalisation PI3K dans les voies de l'insuline et du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	PIK3R3/p55PIK Anticorps pAb de Lapin
Remarques/Alias	p55 ; p55PIK ; p55-GAMMA ; PIK3R3/p55PIK
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	8503
Identifiant du Gène	8503
Immunogène	Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-388 du PIK3R3/p55PIK humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92569
Poids Moléculaire de la Protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace