


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pilra Pour Wb, Elisa - Q9Ukj1

Numéro d'article: CM0022506



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PILRA humaine, validé pour le Western blotting (WB) et l'ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation immunitaire, l'entrée du virus de l'herpès simplex et les récepteurs appariés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PILRA Rabbit pAb
Remarques / Alias	FDF03; PILRA
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	29992
GeneID	29992
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-180 de la PILRA humaine (NP_840056.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UKJ1
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace