

Anticorps Polyclonal Anti-Pin1 Pour Wb Et Elisa - Q9C6B8

Numéro d'article: CM0024045



Introduction

Anticorps polyclonal Anti-PIN1 validé pour WB et ELISA chez *Arabidopsis thaliana*. Reconnaît le composant du transporteur d'efflux d'auxine 1 (PIN1, 67 kDa), soutenant les études sur le transport de l'auxine et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARABIDOPSIS THALIANA PIN-FORMED 1; ATPIN1; F6D5.2; F6D5_2; PIN-FORMED 1; PIN1
Espèce	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	843693
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 391-480 de PIN1 d' <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_177500.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9C6B8
Poids de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace