


Anticorps Polyclonal Anti-Pin1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13526

Numéro d'article: CM0013303



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine Pin1 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte Pin1 chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation du cycle cellulaire, l'activité isomérase et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Pin1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DOD; UBL5; Pin1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5300
Identifiant du gène	5300
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-163 de la protéine Pin1 humaine (NP_006212.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13526
Poids moléculaire de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace