

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pip4K2A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48426

Numéro d'article: CM0027094



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PIP4K2A humain, validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Cible la phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase de type 2 alpha, une kinase impliquée dans la signalisation des phosphoinositides et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIP4K2A Lapin pAb
Remarques/Alias	PIPK; PI5P4KA; PIP5K2A; PIP5KIIA; PIP5KII-alpha; PIP4K2A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5305
GeneID	5305
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-350 du PIP4K2A humain (NP_005019.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48426
Poids moléculaire	46kDa
Expédition	Sac de glace