

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pjvk Pour Wb Et Elisa - Q0Zlh3

Numéro d'article: CM0007220

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PJVK validé pour la WB et l'ELISA. Cible la pejvakine humaine (DFNB59), une protéine associée aux peroxysomes essentielle à la protection auditive contre les dommages induits par le bruit.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PJVK
Remarques/Alias	DFNB59 ; PJVK
Espèce	Humaine
GenelD	494513
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290 à 352 de la PJVK humaine (NP_001036167.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q0ZLH3
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac réfrigérant