


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pkd2 Pour Wb, Elisa - Q13563

Numéro d'article: CM0025753



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la polycystine-2 humaine (PKD2). Convient pour WB et ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la fonction du canal calcique et de la maladie rénale polykystique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PKD2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PC2; PKD4; Pc-2; APKD2; TRPP2; PKD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5311
GeneID	5311
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 879-968 de PKD2 humaine (NP_000288.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13563
Poids de la protéine	110kDa
Expédition	Sac de glace