

Anticorps Monoclonaux Anti-Pkr/Eif2Ak2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P19525

Numéro d'article: CM0002728



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Anti-PKR/EIF2AK2 validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur échantillons humains. Détecte la kinase activée par l'ARNdb induite par l'interféron, impliquée dans l'immunité innée antivirale. Convient pour la recherche sur les infections virales et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin PKR/EIF2AK2
Remarques/Alias	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; PKR/EIF2AK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5610
GeneID	5610
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 450-551 du PKR/EIF2AK2 humain (P19525).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P19525
Poids Protéique	62 kDa
Expédition	Sac de glace