


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pla2G2A Pour Wb, Elisa - P14555

Numéro d'article: CM0013138



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PLA2G2A humaine, une phospholipase A2 sécrétée impliquée dans l'inflammation et la défense antimicrobienne. Validé pour la WB et l'ELISA ; adapté à la recherche sur le métabolisme lipidique et la défense de l'hôte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLA2G2A Rabbit pAb
Remarques/alias	MOM1 ; PLA2 ; PLA2B ; PLA2L ; PLA2S ; PLAS1 ; sPLA2 ; PLA2G2A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5320
GeneID	5320
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-144 de la PLA2G2A humaine (NP_001155201.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P14555
Poids moléculaire	16 kDa
Expédition	Sac réfrigérant