


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plk1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P53350

Numéro d'article: CM0027898



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PLK1 humain, adapté pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec le PLK1 de souris et de rat. Essentiel pour l'étude de la progression mitotique, de la dynamique des centrosomes et de la cytokinèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PLK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PLK1, PLK, STPK13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5347
GeneID	5347
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 304-603 du PLK1 humain (NP_005021.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53350
Poids Protéique	68kDa
Expédition	Sac de glace